

کیت CH50 ایراژن

سنجش فعالیت سرمی مسیر اصلی کمپلمان

بر مبنای اندازه گیری فعالیت همولیتیک کمپلمان (CH50)



◀ نوع کیت: تشخیصی

◀ شامل ۵ عدد پلیت CH50

◀ ۱۲ آزمایش به ازای هر پلیت

◀ نوع نمونه: سرم یا پلاسما

◀ نوع آزمایش: کمی

◀ روش آزمایش: SRID

◀ مدت زمان آزمایش: ۲۴ ساعت

◀ شرایط نگهداری: دمای یخچال

◀ کاربرد: بررسی و ارزیابی فعالیت

مسیر اصلی کمپلمان

◀ قیمت مناسب

◀ مطمئن و با کیفیت

◀ دقت و حساسیت بالا

◀ تولید متخصصین داخلی

◀ ارسال و تحویل سریع

◀ پشتیبانی فنی

کیت سنجش فعالیت کمپلمان (تست CH50)

☎ ۰۲۱-۸۸۳۹۱۸۷۴

🌐 www.GPMG.ir

✉ info@GPMG.ir

با ما تماس بگیرید:



✉ info@GPMG.ir

☎ ۰۲۱-۸۸۳۹۱۸۷۴

DESORB

محلولى براى آلودگى زدائى سيستم هاى Coagulation analyzer

- ◀ شامل ۲۴ ويال ۱۵ ميلى ليتري
- ◀ شرايط نگهدارى: دماى يخچال
- ◀ قابل بهره بردارى تا ۲ هفته پس از باز شدن
- ◀ کاربرد: آلودگى زدائى سيستم Coagulation analyzer

قيمت مناسب
مطمئن و با كيفيت
توليد متخصصين داخلى
ارسال و تحويل سريع

با ما تماس بگيريد: ۸۸۳۹۱۸۷۴
www.GPMG.ir
info@GPMG.ir



محلولى آلودگى زدائى DESORB


info@GPMG.ir

۰۲۱-۸۸۳۹۱۸۷۴

Taq 2x MasterMix



- ◀ برای انجام واکنش PCR
- ◀ محلول حاوی بافر بهینه سازی شده، $dNTP$ ، $MgCl_2$ و آنزیم Taq DNA polymerase
- ◀ مناسب برای ۱۰۰ واکنش
- ◀ شرایط نگهداری: در دمای $-20^\circ C$ - درجه سانتی گراد



- ◀ قیمت مناسب
- ◀ مطمئن و با کیفیت
- ◀ تولید متخصصین داخلی
- ◀ ارسال و تحویل سریع
- ◀ پشتیبانی فنی

PCR MasterMix

با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۹۱۸۷۴

www.GPMG.ir

info@GPMG.ir



 info@GPMG.ir

 +98(21)88391874

IraGen Taq DNA Polymerase Enzyme

- Recombinant DNA polymerase from *Thermus aquaticus*
 - Highly thermostable
 - Ideal for standard PCR of amplicons 5 kb or shorter
 - Includes 500 U; 5 U/μl of Taq DNA polymerase Enzyme
 - Supplied with 10X Taq Buffer and 50 mM MgCl₂
 - Sufficient for 200 PCR reaction with total volume 25 μl
 - Maintenance condition: Store at -20°C
 - Usage: DNA labeling, Endpoint PCR, RT-PCR, DNA fingerprinting
 - Reaction Type: PCR amplification
 - No detectable 5→'3' exonuclease activity
 - SampleType: Genomic DNA and cDNA
-
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ➤ High Quality | ➤ National Production |
| ➤ Low Cost | ➤ Technical Support |
| ➤ Fast Delivery | ➤ Quick and easy to use |



Taq DNA polymerase

CONTACT US:  +98(21)88391874
 www.GPMG.ir
 info@GPMG.ir
 09024506203



 info@GPMG.ir

 +98(21)88391874